

SATO AEP (Application Enabled Printing) とは？




ラベルプリンタ内部でパワフルに
ラベル発行プロセスを効率化する機能です。

- ・プリンタ操作をカスタマイズし、コストを大幅に削減するとともに業務効率を改善します。
- ・SATO AEP は、PC レスのラベル発行を可能にします。
- ・キーボード、スキャナ、計量器などの周辺機器とプリンタを直接接続し、データをそのままラベル発行に使用できます。

マルチデバイス連携、さらなる業務効率化を。

SATO AEP 搭載のレスプリは、Bluetooth、USB で各種デバイス（バーコードリーダー、計量器、警告灯、Web カメラなど）との連携ができ、従来にはないラベル発行業務の構築が可能になります。



サトーヘルスケア株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1番1号 msb Tamachi ステーションタワーN

<https://www.sato.co.jp>

0120-22-6310 受付時間 24時間 365日

全国の営業拠点
一覧はこちら



- このカタログの記載内容は2022年5月現在のものです。
- 製品改良のため断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断りいたします。
- 記載されている会社名、ソフトウェア名、商品名などは各社の商標または商標登録です。

SATO
Powered OnSite /

ラベル発行を
より分かりやすく、簡単に

レスプリ安心機能モニタ



レスプリに 新機能が登場。

医療業界におけるラベル発行業務のさらなる効率化のために、
“安心機能モニタ”を開発しました。

分かりやすい画面表示に

ONLINE/OFFLINE

液晶タッチパネルの表示機能

効率的なプリンタ管理

トラブルへの対応も簡単に


問い合わせボタンを実装

プリンタ操作の確認が簡単に

ヘルプ画面ボタンを実装

安心機能モニタ

今まで以上に分かりやすい画面設計を実現。モニタを搭載のレスプリ新画面では、ONLINE・OFFLINE 表示を始め、現場利用でのパネル表示画面を使いやすく大幅に改善しました。不具合が起きた際の問い合わせボタンやヘルプ動画へのアクセスなど、利用の多い操作を 1 画面に集約。常時表示しておきたい情報なども、CSV ファイルで読み込むことで、自由に変更・表示が可能となりました。



安心管理モニタ

SATO AEP

病院の用途に合わせた
画面設計と直感的な操作を実現。



01

分かりやすくなりました オンライン・オフライン情報

オンライン状態をわかりやすく表示させることが可能に。デフォルトの液晶タッチパネルのわかりにくさを解消します。



02

表示内容はCSVで
USBに取り込み可


液晶タッチパネルへの表示で プリンタ管理が効率的に

IPアドレス、問い合わせ部門、用途などの情報入力と表示ができ、病院管理用シールや自作のシールなどでの管理が不要に。項目名も自由に入力できるため、施設ごとの表示変更が可能です。

ひと目でわかる IP アドレスの ON・OFF





問い合わせ画面をカスタマイズ



03

問い合わせボタンの設定で 不具合もすぐに対応

問い合わせに必要な連絡先、モデル名、シリアル番号を1画面に集約できます。ボタン機能で簡単に情報を呼び出せるので、修理依頼や問い合わせがスムーズになります。



04

ヘルプ動画で 速やかな対応が可能に

標準画面でのヘルプ動画は階層が深く探るのが難しいといった一面もありましたが、新画面では画面のトップページ、ヘルプ動画ボタンからすぐに確認可能です。



各手順をヘルプ動画で確認できます