

CSVカテゴリ3 & ER/ES指針 対応

ラベル発行・検査パッケージ




お悩み① ラベル検査を目視で行なっており、手間やミスが発生する

解決 自動検査でヒューマンエラーを防止

準備	検査
検査OK	4
検査NG	1
ラベルなし	2
印字なし	3

【合計内訳】
検査OK(予定) 検査OK 4
検査NG 1
ラベルなし 2
印字なし 3
発行済数 10
運送開始数 10

検査時のPC画面



バーコード検査画面


- 検査状況をリアルタイム表示、パトライトで稼働状況のお知らせも可能。
- バーコードの品質グレード判定も可能。(ANSI x3.182準拠) ※ラインカメラ構成時
- GS1-128、GS1データバー、GS1データマトリックスに対応。

お悩み② 厚生労働省CSVガイドライン、ER/ES指針に準拠出来ていない

解決 厚生労働省CSVガイドライン ER/ES指針に準拠したパッケージです

日時	イベント名
2016/10/11 16:07:27	ログイン
2016/10/11 15:49:05	製品マスタ承認(削除)
2016/10/11 14:34:20	製品マスタ承認(更新)
2016/10/11 14:29:32	製品マスタ承認

監査証跡画面



アクセス管理のエラー画面

- デフォルトで11パターンアクセス権限あり、お客様固有の権限設定も可能
- 監査証跡は改竄リスクが無いように、閲覧および紙への印刷のみ可能

お悩み③ バリデーションの実施が負担になっている

解決 IQ/OQ計画書作成・実施・報告書作成まで弊社にお任せ下さい

製品ラベル発行システム
場内部付特選特性評価 (IQ) 実施計画書 / 報告書

項目	内容	担当者	承認者	承認日
計画				
実施				
報告				

製品ラベル発行システム
運転特選特性評価 (OQ) 実施計画書 / 報告書

項目	内容	担当者	承認者	承認日
計画				
実施				
報告				


IQ、OQ資料のサンプル



選べる検査構成

PATLITE

すべての構成で
パトライトは対応可能です




卓上型カメラ(ラインカメラ)




ラベルプリンタ CL4NX-J Plus

ラベル巻取り機

検査カメラ MICRO-TECHNICA



マイクロテクニカ社の検査カメラ



NGスタンプ

- ラベル印字/検査を集約、ラベル貼り付けは別工程で行う運用
- 文字、バーコードだけでなく、かすれ・汚れ・欠けもチェック
- 検査NG時は自動停止&NGスタンプも自動捺印、NGラベル流出を防止
- 検査機内部の2ローラー機構で、安定した検査運用も実現



卓上型バーコードリーダー



ラベルプリンタ CL4NX-J Plus

固定バーコードリーダー

ラベル巻取り機

- バーコード照合が可能
- エラー検知時は自動停止
- NGラベルには
×印字し誤混入を抑止



NGラベルに×印字



ラベル発行



- さまざまなデザインのラベル印字が可能
- 医療業界で求められる
GS1-128、GS1 データバー
GS1 データマトリクスに対応



GS1チェックシステム
併用で機械による
検査も可能



サトーヘルスケア株式会社 お問い合わせ先 ☎ 0120-958201 FAX: 0120-958246

ホームページ www.sato.co.jp

受付時間: 月~金 9:00~17:45 ※土・日・祝日、年末年始・夏季休暇を除く

サトーヘルスケアの商品・ソリューション・導入事例動画はこちらからご覧ください ▶
<https://vimeo.com/showcase/satohealthcare>

■記載内容は2022年3月現在のものです。
■製品改良のため断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
■いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断り致します。
■記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標、または登録商標です。

