

設定レス ラベル検査ソリューション

SimPrun for MultiLABELIST

発行されたラベルの検査は手間がかかって大変だし、画像検査システムは高価で設定も複雑で導入が難しい…。サトーの「SimPrun for MultiLABELIST」なら、弊社製品との組み合わせで容易な導入が可能になります。

検査設定が「簡単」


設備導入が「容易」

システムが「安価」



システム紹介

「SimPrun for MultiLABELIST」はラベルプリンターにて印字した文字やバーコードの読み取り/照合を行うシステムです。画像検査では必須であるラベルレイアウト毎に必要な検査設定を「MultiLABELISTV5」で作成したレイアウトを活用することで、設定レスを実現。検査システムは、文字、バーコード品質検査の製薬業界導入実績No1のマイクロ・テクニカ製を採用しています。




主な機能

●OCR ●OCV ●バーコード読み取り：JAN/EAN/UPC、ITF、CODE39、CODE128、NW-7、QRコード、DMX（GS1含む）、GS1-Databar、PDF417、その他 ●文字、バーコード照合 ●断線検査 ●ロゴ有無検査 ●画像保存 ●検査ログ保存

検査設定が「簡単」

- 「MultiLABELIST V5」のラベルレイアウト情報を活用し設定レスを実現
- ラベルレイアウト毎の検査設定にかかる時間を大幅に削減



設備導入が「容易」

- 専用の治具でプリンター、SimPrun、巻取機の連結により設置調整が簡単
- 検査専用パソコンが不要で設置スペースがコンパクト

システムが「安価」

- ラベルレイアウト毎の検査設定にかかる費用が不要
- 設置にかかる時間と費用を大幅に削減

サトーヘルスケア株式会社

ホームページ www.sato.co.jp

お問い合わせ先 ☎ 0120-958201 FAX: 0120-958246

受付時間: 月～金 9:00～17:45 ※土・日・祝日、年末年始・夏季休暇を除く

サトーヘルスケアの商品・ソリューション・導入事例動画はこちらからご覧ください ▶

<https://vimeo.com/showcase/satohealthcare>

■このカタログの記載内容は2022年3月現在のものです。
■製品改良のため断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
■いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断り致します。
■Multi LABELISTはサトーホールディングス株式会社の登録商標です。
■QRコードは、デンソーウェブの登録商標です。
■記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標、または登録商標です。

